

OPMI® 1 FC am Bodenstativ S100

OPMI® 1 FC on S100 Floor Stand




Service Manual

SM-30-0036

Version 4.0, 2012-02

Order No. 1278-179

CG-SD



5 Accessories

6 Dustcover Blue

7 Power cable

8 MEDIALINK 100

9 MediLive Primo





Wichtiger Hinweis!

Die vorliegende Serviceunterlage enthält detaillierte Abläufe und Darstellungen, die speziell für Carl Zeiss Service-Personal zusammengestellt wurden. Für das Verständnis des Inhalts und für die sichere Durchführung von Servicearbeiten ist außerdem eine produktspezifische Service-Ausbildung durch Carl Zeiss Meditec AG oder durch von Carl Zeiss Meditec AG beauftragte Ausbildungsstellen erforderlich.

Die Serviceunterlage ist daher ausschließlich für ausgebildetes, autorisiertes Service-Personal bestimmt. Die Verwendung der Serviceunterlage ohne vorherige Ausbildung ist verboten!

Alle enthaltenen Informationen sind vertraulich zu behandeln und dürfen weder als Kopie noch als Original an Dritte weitergegeben werden.

Dieses Dokument unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
Die jeweils aktuellen Dokumente sind in Extranet (extranet.zeiss.de/surgical) unter „Service und Support“ abrufbar.

Important note!

This service document contains detailed procedures and descriptions specially compiled for Carl Zeiss service staff. For understanding the contents and for the reliable performance of service work, it is essential that product-specific service training be completed with Carl Zeiss Meditec AG or a training organization commissioned by Carl Zeiss Meditec AG.

Therefore, this service document is intended exclusively for trained, authorized service staff. The use of the service document without prior training is prohibited!

All information contained in the document must be treated strictly confidentially and must not be passed on to third parties either in the original or as a copy.

This document is not covered by the revision service.
The current versions of the document are available on the extranet (extranet.zeiss.de/surgical) under "Service and Support".

1

Aufstellung
Installation

2

Wartung/Reparatur
Maintenance

3

Ersatzteilkatalog
Spare Parts Catalogue

4

Service Bulletins

5

Gebrauchsanweisungen
Instructions for Use

Aufstellung Installation

Aufstellanweisung

Installations instructions

SM-30-0036-A1

Wartung/Reparatur

Maintenance

OPMI® 1 FC Reparatur- und
Justieranweisung

OPMI® 1 FC Repair- and alignment
instructions

SM-30-0036-A2

Bodenstativ S100 Reparatur- und
Justieranweisung

S100 Floor stand Repair- and
alignment instructions


SM-30-0036-A3

Ersatzteilkatalog

Spare Parts Catalogue


OPMI 1-FC	303322-0000-000	4
OPMI 1FC microscope Body		
Bodenstativ S100		18
S100 floorstand		
Wandstativ S100 mit langem Arm		86
S100 wall mount with long arm		
Deckenstativ S100		104
S100 ceiling mount		
KMAT OPMI 1FC _ S100		124
KMAT OPMI 1FC _ S100		
Netzkabel		248
Power cable		
SM-30-8033 MEDIALINK 100		300
SM-30-8033 MEDIALINK 100		
SM-30-8029 MediLive Primo		302
SM-30-8029 MediLive Primo		

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	303322-0000-000	OPMI 1-FC	OPMI 1FC microscope Body	4
2		Bodenstativ S100	S100 floorstand	18
3		Wandstativ S100 mit langem Arm	S100 wall mount with long arm	86
4		Deckenstativ S100	S100 ceiling mount	104
5		KMAT OPMI 1FC _ S100	KMAT OPMI 1FC _ S100	124
6	000000-1055-278	Staubschutzhülle f. OPMI (blau)	Dustcover Blue	
7		Netzkabel	Power cable	248
8		SM-30-8033 MEDIALINK 100	SM-30-8033 MEDIALINK 100	300
9		SM-30-8029 MediLive Primo	SM-30-8029 MediLive Primo	302




Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	000000-0098-344	Kabelklemme -CONTINUA-	Cable Clamp	
2		M 3 X 6 CZN813-A2-70 ULS	1 3 X 6 CZN813-A2-70	
3	303320-0061-050	Geraeteschild OPMI 1-FC	Instrument label plate OPMI 1-FC	
4	303320-9005-000	FOKUSSIER-UND SCHWENKKUPPLUNG	Focusing and tilt coupling	6
5	303360-9910-000	AUFNAHMESCHWALBE FUER FC_FR BEL.	Dovetail Mount for OPMI	12
7	303370-0000-000	FC-Beleuchtung	FC Illum Assem W_O Instal & Light Guide	14
8	303370-0023-000	Zwischenstück für Spiegelhalter	Adapter for Mirror Mount	
9		ISO 4762-M 3X12-12.9-verzinkt	ISO 4762-M 3X12-12.9-verzinkt	
10	303320-9001-000	Gehaeuse mit Vergroesserungswechsler	Housing with magnification changer	16
11	475248-0000-000	Verschlußdeckel f. Tubusaufnahme	Cover for Tube reception	






ÄZ: V06/f

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1		Schraube	Screw	
2	305262-0002-000	Scheibe	Disk	
3	305263-9901-000	Sicherungsschraube	Securing Screw	
4	303320-0021-000	Achse	Axle	
5		DIN 1473- 3 X16-A1-70	DIN 1473- 3 X16-A1-70	
6		Traeger	Carrier	
7		Geräteschild OPMI 1FC Sonderedition	Instrum. label _OPMI 1FC Special edition	
8		Logo _50 Jahre OPMI	50 Years of OPMI_ logo	
9		7 D10x10x10 CZN790 Ms Buchse	7 D10x10x10 CZN790 MS bush	
10		Lager	Bearing	
11	303320-8002-000	TRAEGER,KOMPL.	Mount Complete, OPMI 1	
12		KONUS	CONE	
13		Hülse	Sleeve	
14	303320-8502-000	Fertigungsgruppe	Production assembly	
15		ISO 8752-2,5 x 16-A	ISO 8752-2,5 x 16-A	
16	303320-8013-000	STERNGRIF ,KOMPL.	FOCUSING KNOB	
17		ISO 7434-M 2 x3 -C4-70	ISO 7434-M 2 x3 -C4-70	
18	303320-0041-000	Mutter	Nut	
19	000000-0086-446	14+0,1X20-0,2X0,5 CZN790 TEFLON	14+0,1X20-0,2X0,5 CZN790 TEFLON	
20	000000-1267-478	Sterngriff kompl. 50 Jahr OPMI	Star knob, complete 50 Years OPMI	
21	303320-0024-000	Scheibe	Washer	




Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung		Designation	Seite Page
22	000000-0043-293	DIN 2093-B 28 GR1	TFE	Spring washer DIN 2093-B 28 GR1	
23	303320-0038-000	Achse		Pinion	
24		DIN 84-M 3X 5-X10CRNIMOTI1810		_DIN 84-M 3X 5-X10CRNIMOTI1810	
25		DIN 84-M 3X 6-X10CRNIMOTI1810		Screw 84-M 3X 6-X10CRNIMOTI1810	
26	303320-0004-000	Zahnstange		Rack	
27	303320-8030-000	Pass-U-Gruppe		Fitted, assembly	
28		M 3 X 4,5 CZN809-5S		M 3 X 4,5 CZN809-5S	
29		M 3 X 6 CZN813-A2-70	ULS	1 3 X 6 CZN813-A2-70	
30		8GEZ.X13H11X7,6-0,2 WIE CZN790 ST35		8GEZ.X13H11X7,6-0,2 CZN790 ST35	
31		DIN 2093-A 12,5GR1	TFE	Spring Washer	
32	000000-1265-632	Sterngriff, komplett		Star knob, complete	
33		ISO 4027-M3 x 3-A2-21H		ISO 4027-M3 x 3-A2-21H	
34		DIN 921-M2,5 x4 Li -C4-70		DIN 921-M2,5 x4 Li -C4-70	
35	303651-0211-000	Mutter		Nut	
36		DIN 7- 1,5 m6 x5 -A1-70		DIN 7- 1,5 m6 x5 -A1-70	
37	303320-0036-000	MUTTER		Nut	
38	303651-0167-000	Zwischenring		Intermediate ring	
39	303651-0231-000	Konus		EOS Fibre Cone	
40		7 D10X10X1,5 CZN790 Ms	Scheibe	7 D10X10X1,5 CZN790 Ms washer	
41	303651-0235-000	Anschlag		Top Plate	
42		DIN 7991-M 3X 10 -A2-70		DIN 7991-M 3X 10 -A2-70	




ÄZ: V05/e

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
43		OPMI-Drehanschlag	OPMI-Stop screw	




ÄZ: V05/e

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	303360-0006-000	Aufnahmeschwalbe fuer FC_FR Bel.	Receiving dovetail for FC_FR Illuminat.	
2	303320-0060-000	Raendeldruckschraube	Knurled pressure screw	




ÄZ: V00

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	303370-0010-000	Hülse	Holder for Fibre Cable	
2		ISO 4766-M 2 x3 -C4	ISO 4766-M 2 x3 -C4	
3		M 3 X 6 DIN913-45 H GST	M 3 X 6 DIN913-45 H Set screw	
4		Fassung	Mount	
5	303370-0006-000	Linse (f= 15,4)	Lens (f= 15.4)	
6		Vorschraubring	Retainer ring	
7	303370-8002-000	Fassung,VOLLST.	Lens	
8		Gehaeuse, geklebt	Housing, cemented	
9		ISO 4026-M3 x 5-A2-21H	ISO 4026-M3 x 5-A2-21H	
10		DIN 84-M 3X12-X10CRNIMOTI1810	DIN 84-M 3X12-X10CRNIMOTI1810	
11	303360-0006-000	Aufnahmeschwalbe fuer FC_FR Bel.	Receiving dovetail for FC_FR Illuminat.	
12	303320-0060-000	Raendeldruckschraube	Knurled pressure screw	
13	303360-9910-000	AUFNAHMESCHWALBE FUER FC_FR BEL.	Dovetail Mount for OPMI	12
14	303370-0023-000	Zwischenstück für Spiegelhalter	Adapter for Mirror Mount	
15		ISO 4026-M2 x 4-45H	ISO 4026-M2 x 4-45H	
16	303370-8011-000	Spiegelhalter, komplett	Prism Mirror, Complete	
17		DIN 84-M2,5X10-A4-70	DIN 84-M2,5X10-A4-70	
18		DIN 433-2,7 -C4	DIN 433-2,7 -C4 washer	
19		ISO 4762-M 3X12-12.9-verzinkt	ISO 4762-M 3X12-12.9-verzinkt	
20	303470-0154-000	Kappe	Cap	
21	303470-8009-000	Filterschieber mit Grünfilter	Filter Slide with Green Filter	




ÄZ: 08

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1		ISO 1207-M2,5X6-A2-70	ISO 1207-M2,5X6-A2-70	
2		DIN 433- 2,7-A1	DIN 433- 2,7-A1	
3	301370-0316-000	Feder	Spring	
4		Feder	Spring	
5	000000-1031-516	Wechsler APO 5fach	Changer	
6	303430-0028-000	Zapfenschraube	Locating Screw	
7		DIN 6912-M4X 12-A2-70	DIN 6912-M4X 12-A2-70	
8		ISO 4762-M 2,5X 16-A2-70	ISO 4762-M 2,5X 16-A2-70	
9	303320-0032-010	Scheibe	Disk	
10	303430-0029-000	Deckplatte	Cover Plate	
11	303030-0004-000	Rändelschraube	Knurled Screw	
12	303320-0032-020	Scheibe	Disk	
13	303320-0031-000	Knopf	Knob	
14		Gehäuse	Housing	
15	303320-0043-000	Deckel	Cover	




Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	000000-1155-763	Stativfuss m. Verkleidung u. Rollen	Base S100 w_ cover and casters	20
2	000000-1080-356	Blinddeckel	Cover plate	
3		Halogen Beleucht.S100 (OPMI pico) kompl	S100 Halogen Illuminat, cmpl (OPM pico)	30
4	000000-1245-414	Hinterrohr f. Bodenstativ Version 2	S100 carrier arm for floor stand	66
5	000000-1101-404	Federarm 600mm mit Verkleidung	Tilting Arm 600mm	72
7	000000-1182-132	Bodenstativrohr 1400 mm	Floor stand tube 1400 mm	82
8	000000-1170-629	Montagesatz Boden	Assembly kit floor stand S100	22
~		China Schildersatz S100 Boden	China label set, S100 Floor stand	
~		Japan Schildersatz S 100 Bodenstativ	Japan label set, S100 Floor stand	84



8 Montagesatz Boden
Assembly kit floor stand S100

ÄZ: -

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	000000-1170-629	Montagesatz Boden	Assembly kit floor stand S100	22
2	000000-1244-642	Bodenstativ Fußverkleidung S100	Cover For Base S100	
3	000000-1101-390	Laufrollen S100 (4 Stk.)	Set of wheels (4x) for S100 Floor Stand	24
4	000000-0423-294	Sich.Scheibe f.M10 ADmr.16-A4 -Nord-Lock	Lock washer f.M10 ADmr.16-A4 -Nord-Lock	
6	000000-0451-835	Doppellenkrolle 100mm Kickstop -Colson-	Caster Wheel 100 mm dual steerable, stop	26
6A	000000-1770-231	Rolle 100mm Dm fuer Stativ S100	Caster 100mm Diameter Base S100	28



KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE





KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE





KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE





KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE






KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN


NO PARTS LIST AVAILABLE






AZ 01

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
3	000000-1356-523	SBG PAL Kamerakopf integr Pico 1296-483	SC PAL camera head integr Pico 1296-483	54
3_AT_ EC	000000-1324-666	AT PAL Kamerakopf integr Pico (1356-523)	EC PAL camera head integr Pico (1356-523)	
4	000000-1356-550	SBG NTSC Kamerakopf integr Pico 1296-486	SC NTSC camera head integr Pico 1296-486	56
4_AT_ EC	000000-1324-667	AT NTSC Kamerakopf integr Pico 1356-550	EC NTSC camera head integr Pico 1356-550	
5	000000-1296-489	SBG PAL Kamerakopf integr Pico HNO	SC PAL camera head integr Pico ENT	58
5_AT_ EC	000000-1324-668	AT PAL Kam.kopf integr Pico HNO 1296489	EC PAL camera head integr Pico ENT	
6	000000-1296-492	SBG NTSC Kamerakopf integr Pico HNO	SC NTSC camera head integr Pico ENT	60
6_AT_ EC	000000-1324-671	AT NTSC Kam.kopf integr Pico HNO 1296492	EC NTSC camera head integr Pico ENT	
7	000000-1382-830	MediLive S100 VCU- PAL	MediLive S100 VCU- PAL	
7_AT_ EC	000000-1486-380	AT MediLive S100 VCU- PAL (1382-830)	EC MediLive S100 VCU- PAL (1382-830)	
8	000000-1382-831	MediLive S100 VCU- NTSC	MediLive S100 VCU- NTSC	
8_AT_ EC	000000-1486-381	AT MediLive S100 VCU- NTSC (1382-831)	EC MediLive S100 VCU-NTSC (1382-831)	
50	000000-1306-174	Versorgung 2pol. Pico	Power Cable	62
51	000000-1383-101	Systemk. m. Ferrith. für OPMI Pico 2,5m	Cable (Ferrit core) OPMI pico 2.5m KS842	64
54	380079-9040-000	Halogen-Lampe 12V 100W Nr.6834 Philips	Bulb HAL 12V 100W 6834 Philips	44
55	000000-0149-690	Sicherung T3,15A H 250V 5x20 IEC127-2_V	Fuse 3.15A 250V time lag high breaking	



AZ: V02

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
3	000000-1356-523	SBG PAL Kamerakopf integr Pico 1296-483	SC PAL camera head integr Pico 1296-483	54
4	000000-1356-550	SBG NTSC Kamerakopf integr Pico 1296-486	SC NTSC camera head integr Pico 1296-486	56
5	000000-1296-489	SBG PAL Kamerakopf integr Pico HNO	SC PAL camera head integr Pico ENT	58
6	000000-1296-492	SBG NTSC Kamerakopf integr Pico HNO	SC NTSC camera head integr Pico ENT	60
9	000000-1493-308	SBG ML S100 CCU PAL Digital 1306-070	SC ML S100 CCU PAL Digital 1306-070	
10	000000-1493-309	SBG ML S100 CCU NTSC Digital 1306-071	SC ML S100 CCU NTSC Digital 1306-071	
51	000000-1383-101	Systemk. m. Ferrith. für OPMI Pico 2,5m	Cable (Ferrit core) OPMI pico 2.5m KS842	64
52	000000-1369-329	FBG DC_DC 5V 400mA mit Lüfterumschaltung	PCB DC_DC 5V400mA with ventilator switch	50
53	000000-0468-540	AC_DC-CONVERTER SNP-Z058 _SKYNET ELECTR.	AC_DC-CONVERTER SNP-Z058 _SKYNET ELECTR.	
54	380079-9040-000	Halogen-Lampe 12V 100W Nr.6834 Philips	Bulb HAL 12V 100W 6834 Philips	44
55	000000-0149-690	Sicherung T3,15A H 250V 5x20 IEC127-2_V	Fuse 3.15A 250V time lag high breaking	



Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1		Halogen Lampenhaus S100 kompl.	Halogen lamp house for S100	38
2		Bausatz USB_DV für S100 Halogen	USB_DV kit for S100 Halogen	48
3	000000-1356-523	SBG PAL Kamerakopf integr Pico 1296-483	SC PAL camera head integr Pico 1296-483	54
4	000000-1356-550	SBG NTSC Kamerakopf integr Pico 1296-486	SC NTSC camera head integr Pico 1296-486	56
5	000000-1296-489	SBG PAL Kamerakopf integr Pico HNO	SC PAL camera head integr Pico ENT	58
6	000000-1296-492	SBG NTSC Kamerakopf integr Pico HNO	SC NTSC camera head integr Pico ENT	60
7	000000-1382-830	MediLive S100 VCU- PAL	MediLive S100 VCU- PAL	
8	000000-1382-831	MediLive S100 VCU- NTSC	MediLive S100 VCU- NTSC	
9	000000-1493-308	SBG ML S100 CCU PAL Digital 1306-070	SC ML S100 CCU PAL Digital 1306-070	
10	000000-1493-309	SBG ML S100 CCU NTSC Digital 1306-071	SC ML S100 CCU NTSC Digital 1306-071	



- 1 Halogen Lampenhaus S100 kompl.
S100 Halogen lamp house




hierzu:
also:

- | | | | |
|---------|--|---------|--------------------------|
| 2 | Bausatz USB/DV für S100 Halogen
USB/DV kit for S100 Halogen | 7 | S100 MediLive VCU- PAL |
| 3 | SBG Videokamera PAL, OPMI Pico | 7 AT/EC | |
| 3 AT/EC | SC Integrated PAL video camera, OPMI pico | 8 | S100 MediLive VCU- NTSC |
| 4 | SBG Videokamera NTSC,OPMI pico | 8 AT/EC | |
| 4 AT/EC | SC Integrated NTSC video camera, OPMI pico | 9 | ML S100 CCU PAL Digital |
| 5 | Videokamera PAL im OPMI Pico (HNO) | 10 | ML S100 CCU NTSC Digital |
| 5 AT/EC | Int PAL video camera for OPMI Pico (ENT) | | |
| 6 | Videokamera NTSC im OPMI Pico (HNO) | | |
| 6 AT/EC | NTSC videocamera for integration in Pico | | |




Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	000000-1105-268	Beleuchtungseinheit 115 V bis 230V	Illumination unit from 115V to 230V	
2	000000-1080-356	Blinddeckel	Cover plate	
3	000000-1671-030	Verkl.satz am S-100 Halogen	Paneling assembly S100 halogen	
4	000000-1101-349	Ausschalter, zweipolig	Switch	
5	000000-1086-764	Lampenschlitten für Stativ S100	Lamp module for Stand S100	
7	000000-1105-269	Zugentlastung	Cable strain relief	
8	000000-1101-350	Gerätesteckerkombielement	Appliance plug combination	
9	000000-0149-690	Sicherung T3,15A H 250V 5x20 IEC127-2_V	Fuse 3.15A 250V time lag high breaking	
10	000000-1101-328	Sicherungsschublade, komplett	Fuse cabinet, complete	
11	000000-1331-202	FBG Helligkeitssteuerung S100	PCB Brightness Board S100	42
12	000000-1101-347	Axiallüfter	Fan For OPMI Pico	
13		Spannfeder	Spring	
14	000000-1019-264	Lüfter vormont.247-12 r17B -Leica-	Fan, assembled	
15	000000-1101-357	Temperaturwächter	temperature control	
16	000000-1870-689	Kontaktschienen für Lampenhaus Halogen	Conductor rails for halogen lamp housing	
17	000000-1101-359	Funkentstörkond. mit Kabelbaum	Radio shielding capacitor, cable harness	
18	380079-9040-000	Halogen-Lampe 12V 100W Nr.6834 Philips	Bulb HAL 12V 100W 6834 Philips	44
19	000000-1019-252	Lampenfassung 247 12-11 C -Leica-	Lamp Socket	
20	000000-1176-290	Sicherheitstrafo mit Montagezubehör	Transformer	
21	000000-1311-916	Rasthebel	Click stop	
22	000000-1678-362	Satz f. Blinddeckel S100 Lampenhaus	Set blind covers S100 lamp house	46



ÄZ. V01




23 SBG Anschluss Lampenhaus für XY-Kupplung
SC connection lamp housing for XY coupling




* entfällt bei System OPMI 1 FR pro
* not included in OPMI 1 FR pro system



Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
23	305930-9250-500	SBG Anschluss Lampenhaus	SC connection to lamp housing	
24	000000-0468-540	AC_DC-CONVERTER SNP-Z058 _SKYNET ELECTR.	AC_DC-CONVERTER SNP-Z058 _SKYNET ELECTR.	



ÄZ. V01



23 SBG Anschluss Lampenhaus für XY-Kupplung
SC connection lamp housing for XY coupling




* entfällt bei System OPMI 1 FR pro
* not included in OPMI 1 FR pro system

KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE





KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE



KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN


NO PARTS LIST AVAILABLE





Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	000000-1369-329	FBG DC_DC 5V 400mA mit Lüfterumschaltung	PCB DC_DC 5V400mA with ventilator switch	50
2	000000-0468-540	AC_DC-CONVERTER SNP-Z058 _SKYNET ELECTR.	AC_DC-CONVERTER SNP-Z058 _SKYNET ELECTR.	

Bausatz USB/DV für S100 Halogen
USB/DV kit for S100 Halogen



2


Sicherheitsrelevant: EMV, Temperatur
Safety-relevant: EMC, temperature

ÄZ: V02

KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE






ÄZ: V02

KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE






ÄZ: V01

KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE







KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE






Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
	000000-1324-668	AT PAL Kam.kopf integr Pico HNO 1296489	EC PAL camera head integr Pico ENT	



Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
	000000-1324-671	AT NTSC Kam.kopf integr Pico HNO 1296492	EC NTSC camera head integr Pico ENT	







KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE






ÄZ: V03


KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE






Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	000000-1133-312	Deckel	Cover OPMI Pico	
3	000000-1101-386	Friktionshandrad Hinterrohr Version 1	Friction Screw Swivel Arm f S100 Stand	
4		DIN 922-M 6 x 6 x4 -8.8 verzinkt	DIN 922-M 6 x 6 x4 -8.8 verzinkt	



Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	000000-1133-312	Deckel	Cover OPMI Pico	
2	000000-1308-641	Hinterrohrverkleidung Version 3	Cover for swivel Version 3	
4		DIN 922-M 6 x 6 x4 -8.8 verzinkt	DIN 922-M 6 x 6 x4 -8.8 verzinkt	
5	000000-1248-138	Friktionshandrad Version 2	Friction Screw Version 2	



Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
~	000000-1275-199	Montage- und Zenrierhilfe S100	Mounting aid for carrier arms S100	




KEINE ZEICHNUNG VORHANDEN

NO DRAWING AVAILABLE

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	000000-1101-407	Kulissenschieber für Federarm (2 St.)	Protector flaps for S100 stand (2pcs)	
2	000000-1101-396	Klemmschraube Federarmbremse	Clamping screw for tilting arm brake	
3	000000-1101-371	Federarmverkleidung 600 mm	cover	
4	000000-1133-618	PIN 8m 6x26	Dowel pin 8m 6x26	
5	000000-1133-627	Starlock Kappe	Starlock ring	
6	000000-1101-394	SBG Gasfeder 900 N	SC PNEUMATIC SPRING 900N	
7		DIN 6912-M 5x 8 -8.8	DIN 6912-M 5x 8 -8.8	
8	000000-1101-402	Sicherungsringe Durchmesser 38 mm	Set of retaining rings	74
9	000000-1133-614	Fußlagerdeckel	COVER	
10	000000-1133-629	Sprengring 10 mm	C-Clip 10 mm	
11	000000-1101-376	Kabelabdeckung 600 mm	Cable cover 600 mm	
12	000000-1407-903	Neigungsschalter	Tilting switch with shield cable, S100	
13	000000-1101-398	Federarmbremse komplett	Tilting arm brake	76
14		DIN 923-M5 x4 -C4	DIN 923-M5 x4 -C4	
15	000000-1101-386	Friktionshandrad Hinterrohr Version 1	Friction Screw Swivel Arm f S100 Stand	
16	000000-1141-660	Flachkopfschraube mit Zapfen	Fillister head screw	
17	000000-1407-904	Potentiometer	Potentiometer with shield cable for S100	78
18	305810-9002-000	6-Pack Asepsiskappen 12 mm	Asepsis set 12mm (x 6)	80
19	000000-1170-635	Knopf und Gewindestift	Knob for Potentiometer	
20	000000-0451-395	Gleitlager BK1-0805 d1=8_ d2=10_ l=5	floating bearing d1=8_ d2=10_ l=5	

Anschläge in Stativgelenken
Stops in the arm joints

	Flachkopfschraube [Flat head screw] M 6 x 6 x 4 DIN 922	Zylinderschraube [Allen screw] M 5 x 6 DIN 6912
Bodenstativ [Floor stand]		
Gelenk Federarm / Hinterrohr Joint Tilting / Swivel Arm	1	1
Gelenk Hinterrohr / Stativsäule Joint Swivel Arm / Column	1	0



AZ: -

KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN


NO PARTS LIST AVAILABLE



KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE





KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE





KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE






Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	000000-1170-629	Montagesatz Boden	Assembly kit floor stand S100	22
2	000000-0118-055	Multimix Pur	PU-texture Grey RAL U713_ Paint	

Anschläge in Stativgelenken
Stops in the arm joints

	Flachkopfschraube [Flat head screw] M 6 x 6 x 4 DIN 922	Zylinderschraube [Allen screw] M 5 x 6 DIN 6912
Bodenstativ [Floor stand]		
Gelenk Federarm / Hinterrohr Joint Tilting / Swivel Arm	1	2
Gelenk Hinterrohr / Stativsäule Joint Swivel Arm / Column	1	0

1 Montagesatz Boden
Assembly kit floor stand 100

Kleinteile sind im Montagesatz enthalten!
Small parts are included in the mounting kit!



ÄZ: V00


KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE






Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1		Halogen Beleucht.S100 (OPMI pico) kompl	S100 Halogen Illuminat, compl (OPM pico)	30
2	000000-1080-356	Blinddeckel	Cover plate	
3	000000-1244-736	Hinterrohr f. Wand u.Deckenstativ Vers 2	S100 carrier arm for wall_ceiling mount	88
4	000000-1141-658	Federarm 950 kompl. für Wandstativ	Tilting arm 950 mm for wall mount	94
5	000000-1187-885	SBG Wandstativ mit Verkleidung	SC Wall tripod w_ housing	96
7	000000-1170-631	Montagesatz Wand	Assembly kit wall mount S100	98
~	000000-1277-816	Adapter S100 Wand kompl.	Assembly plate for S100 wall mount	100
~		China Schildersatz S100 Wand mit l. Arm	China label set, S100 Wall mount	
~		Japan Schildersatz S 100 Wandstativ	Japan label set, S100 wall mount	
~	000000-1107-713	Netzkabel Wandstativ S100	Power cable wall mount S100	102



Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
2	000000-1101-386	Friktionshandrad Hinterrohr Version 1	Friction Screw Swivel Arm f S100 Stand	
3		DIN 922-M 6 x 6 x4 -8.8 verzinkt	DIN 922-M 6 x 6 x4 -8.8 verzinkt	

Version 1

Hinterrohrverkleidung 1101-377 (Version 1) wird ersetzt durch Hinterrohrverkleidung 1244-738 (Version 2)
Cover 1101-377 (Version 1) is replaced by cover 1244-738 (Version 2)



Anschläge in Stativgelenken / Stops in the arm joints


		Flachkopfschraube [Flat head screw] M 6 x 6 x 4 DIN 922	Zylinderschraube [Allen screw] M 5 x 6 DIN 6912
Wandstativ [Wall mount]			
Gelenk Federarm / Hinterrohr Joint Tilting / Swivel Arm 950 mm Federarm / Tilting arm	1		0
Gelenk Federarm / Hinterrohr Joint Tilting / Swivel Arm 600 mm Federarm / Tilting arm	1		2
Gelenk Hinterrohr / Stativsäule Joint Swivel Arm / Column	1		2
Deckenstativ [Ceiling mount]			
Gelenk Federarm / Hinterrohr Joint Tilting / Swivel Arm 950 mm Federarm ohne Abstandshülse 950 mm Tilting arm without spacer	1		1
Gelenk Federarm / Hinterrohr Joint Tilting / Swivel Arm 950 mm Federarm mit Abstandshülse 950 mm Tilting arm with spacer	1		2
Gelenk Hinterrohr / Stativsäule Joint Swivel Arm / Column	1		1

ÄZ: -

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	000000-1308-641	Hinterrohrverkleidung Version 3	Cover for swivel Version 3	
3		DIN 922-M 6 x 6 x4 -8.8 verzinkt	DIN 922-M 6 x 6 x4 -8.8 verzinkt	
4	000000-1248-138	Friktionshandrad Version 2	Friction Screw Version 2	

Version 2 / 3

Hinterrohrverkleidung 1244-738 (Version 2) wird ersetzt durch Hinterrohrverkleidung 1308-641 (Version 3)
Cover 1244-738 (Version 2) is replaced by cover 1308-641 (Version 3)



Anschläge in Stativgelenken / Stops in the arm joints

	FlachkopfSchraube [Flat head screw] M 6 x 6 x 4 DIN 922	Zylinderschraube [Allen screw] M 5 x 6 DIN 6912
Wandstativ [Wall mount]		
Gelenk Federarm / Hinterrohr Joint Tiling / Swivel Arm 950 mm Federarm / Tiling arm	1	0
Gelenk Federarm / Hinterrohr Joint Tiling / Swivel Arm 600 mm Federarm / Tiling arm	1	2
Gelenk Hinterrohr / Stativsäule Joint Swivel Arm / Column	1	2
Deckenstativ [Ceiling mount]		
Gelenk Federarm / Hinterrohr Joint Tiling / Swivel Arm 950 mm Federarm ohne Abstandshülse 950 mm Tiling arm without spacer	1	1
Gelenk Federarm / Hinterrohr Joint Tiling / Swivel Arm 950 mm Federarm mit Abstandshülse 950 mm Tiling arm with spacer	1	2
Gelenk Hinterrohr / Stativsäule Joint Swivel Arm / Column	1	1


ÄZ:01

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
~	000000-1275-199	Montage- und Zenrierhilfe S100	Mounting aid for carrier arms S100	


KEINE ZEICHNUNG VORHANDEN

NO DRAWING AVAILABLE

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	000000-1101-407	Kulissenschieber für Federarm (2 St.)	Protector flaps for S100 stand (2pcs)	
2	000000-1101-396	Klemmschraube Federarmbremse	Clamping screw for tilting arm brake	
3	000000-1101-378	Federarmverkleidung 950 mm	Cover for tilting arm 950 mm	
4	000000-1133-618	PIN 8m 6x26	Dowel pin 8m 6x26	
5	000000-1133-627	Starlock Kappe	Starlock ring	
6	000000-1101-395	SBG Gasfeder 1600 N	SC Pneumatic spring 1600 N	
7	000000-1101-402	Sicherungsringe Durchmesser 38 mm	Set of retaining rings	74
8	000000-1133-614	Fußlagerdeckel	COVER	
9	000000-1133-629	Sprengring 10 mm	C-Clip 10 mm	
10	000000-1101-379	Kabelabdeckung 950 mm	Cable cover 950 mm	
11	000000-1407-903	Neigungsschalter	Tilting switch with shield cable, S100	
12	000000-1101-398	Federarmbremse komplett	Tilting arm brake	76
13		DIN 923-M5 x4 -C4	DIN 923-M5 x4 -C4	
14	000000-1101-386	Friktionshandrad Hinterrohr Version 1	Friction Screw Swivel Arm f S100 Stand	
15	000000-1141-660	Flachkopfschraube mit Zapfen	Fillister head screw	
16	000000-1407-904	Potentiometer	Potentiometer with shield cable for S100	78
17	305810-9002-000	6-Pack Asepsiskappen 12 mm	Asepsis set 12mm (x 6)	80
18	000000-1170-635	Knopf und Gewindestift	Knob for Potentiometer	
19	000000-0451-395	Gleitlager BK1-0805 d1=8_ d2=10_ l=5	floating bearing d1=8_ d2=10_ l=5	



Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	000000-1101-402	Sicherungsringe Durchmesser 38 mm	Set of retaining rings	74
2	000000-1101-391	Wandstativabdeckung	S100 Wall Mount Covers	




KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE





Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1		ISO 14579 - M 10 x 25 -A2-70	ISO 14579 - M 10 x 25 -A2-70	
2		Sich.Scheibe f.M10 ADmr.21-A4 -Nord-Lock	Lock washer f.M10 ADmr.21-A4 -Nord-Lock	
3		Abdeckkappe Pa_ws ØA 11,9mm ØI 9,5mm	Cover Cap Pa_withe ØA .468in ØI .375in	




ÄZ: V04

KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN


NO PARTS LIST AVAILABLE





ÄZ: V03
Version: 09.2001

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1		Deckenstativ Säule S100	CEILING MOUNT COLUMN S100	106
2		Halogen Beleucht.S100 (OPMI pico) kompl	S100 Halogen Illuminat, compl (OPM pico)	30
3	000000-1080-356	Blinddeckel	Cover plate	
4	000000-1244-736	Hinterrohr f. Wand u.Deckenstativ Vers 2	S100 carrier arm for wall_ceiling mount	88
5	000000-1161-706	Federarm 950 für Deckenstativ	Tilting arm 950 mm with spacer	120
7	000000-1170-630	Montagesatz Decke	Assembly kit ceiling mount S100	108
~		China Schildersatz S100 Decke	China label set, S100 Ceiling mount	
~		Japan Schildersatz S 100 Wandstativ	Japan label set, S100 wall mount	
~	000000-1107-716	Netzkabel Deckenstativ S100	Power cable ceiling mount S100	122




Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
-	000000-1170-630	Montagesatz Decke	Assembly kit ceiling mount S100	108
1	000000-1101-392	Deckenstativabdeckung	Cover ceiling mount	110
2	000000-1101-402	Sicherungsringe Durchmesser 38 mm	Set of retaining rings	74
3		DIN 7991- M5x 8 -A2-70	DIN 7991- M5x 8 -A2-70	
4	000000-1101-381	Rohrstutzen	COVER TUBE FOR S100 STAND	112
5	000000-1118-426	Stativ S100 - Deckenflansch	Ceiling flange for S100 ceiling mount	114
6	000000-1500-476	Deckenstativrohr S100 mit Lagerbolzen	Ceiling mount tube S100 w_ bearing bolt	116
6A	000000-1781-862	Deckenstat.rohr S100 Lagerbolzen kunspez	S100 ceil.mount tube bear.bolt, customiz	118

		Flachkopfschraube [Flat head screw] M 6 x 6 x 4 DIN 922	Zylinderschraube [Allen screw] M 5 x 6 DIN 6912
Deckenstativ [Ceiling mount]			
Gelenk Federarm / Hinterrohr		1	1
Joint Tilting / Swivel Arm			
Federarm 950 mm ohne Abstandshülse			
Tilting arm 950 mm without spacer			
Gelenk Federarm / Hinterrohr			
Joint Tilting / Swivel Arm		1	2
Federarm 950 mm mit Abstandshülse			
Tilting arm 950 mm with spacer			
Gelenk Hinterrohr / Stativsäule		1	1
Joint Swivel Arm / Column			



Anschlag Federarm 950 mm mit Abstandshülse
Tilting arm stop 950 mm with spacer




ÄZ: V01

KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE





KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE






KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE






Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
		M 4 X20 DIN85 X10CRNIMOTI1810	M 4 X20 DIN85 X10CRNIMOTI1810	
		DIN 6797-A 4,3-A2	DIN 6797-A 4,3-A2	
		Kontaktscheibe gezahnt 4,1 Alkal.verz.	contact disc,ridged 4,1 Alkaline verz.	
		Kabelzugentlastung Pa_sw 7,5-8,5_M5	clam clip Pa_black for cables 7,5-8,5_M5	
		Leiterkennzeichen-Schild ERDE (E)	conductor code label earth (E)	
		Erdungskabel Wand und Deckenstativ S100	Ground cable for S100 wall and ceiling m	
		Isolierplatte	Insulating plate	
		ISO 4762-M 3X12-12.9-verzinkt	ISO 4762-M 3X12-12.9-verzinkt	
		ZYLINDERSCHR.M4X8 DIN 912-10.9	Allen Screw M4X8 DIN 912-10.9	
		Deckenflansch (Fertigteil)	Ceiling flange (finished component)	




ÄZ: V01

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	000000-0118-055	Multimix Pur	PU-texture Grey RAL U713_ Paint	



Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	000000-0118-055	Multimix Pur	PU-texture Grey RAL U713_ Paint	



**Kundenspezifische Länge
von 200 - 1500 mm
Customized length of 200 - 1500 mm**


**Bei Bestellung bitte die
Länge der Säule angeben!**

**Please specify the length
in your order!**

**1 Strukturlack RAL U 713
PU-texture Grey RAL U713**

ÄZ: V00


Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	000000-1101-407	Kulissenschieber für Federarm (2 St.)	Protector flaps for S100 stand (2pcs)	
2	000000-1101-396	Klemmschraube Federarmbremse	Clamping screw for tilting arm brake	
3	000000-1101-378	Federarmverkleidung 950 mm	Cover for tilting arm 950 mm	
4	000000-1133-618	PIN 8m 6x26	Dowel pin 8m 6x26	
5	000000-1133-627	Starlock Kappe	Starlock ring	
6	000000-1101-395	SBG Gasfeder 1600 N	SC Pneumatic spring 1600 N	
7		DIN 6912-M 5x 8 -8.8	DIN 6912-M 5x 8 -8.8	
8	000000-1101-402	Sicherungsringe Durchmesser 38 mm	Set of retaining rings	74
9	000000-1133-614	Fußlagerdeckel	COVER	
10	000000-1133-629	Sprengring 10 mm	C-Clip 10 mm	
11	000000-1101-379	Kabelabdeckung 950 mm	Cable cover 950 mm	
12	000000-1407-903	Neigungsschalter	Tilting switch with shield cable, S100	
13	000000-1101-398	Federarmbremse komplett	Tilting arm brake	76
14		DIN 923-M5 x4 -C4	DIN 923-M5 x4 -C4	
15	000000-1101-386	Friktionshandrad Hinterrohr Version 1	Friction Screw Swivel Arm f S100 Stand	
16	000000-1141-660	Flachkopfschraube mit Zapfen	Fillister head screw	
17	000000-1407-904	Potentiometer	Potentiometer with shield cable for S100	78
18	305810-9002-000	6-Pack Asepsiskappen 12 mm	Asepsis set 12mm (x 6)	80
19	000000-1170-635	Knopf und Gewindestift	Knob for Potentiometer	
20	000000-0451-395	Gleitlager BK1-0805 d1=8_ d2=10_ l=5	floating bearing d1=8_ d2=10_ l=5	



KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE





ÄZ: V05
Version: 09.2001

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
10	303765-0000-000	GERADTUBUS F=170	Straight binocular tube F=170mm	130
11	303784-0000-000	45GRAD BINOKULARER SCHRAEGTUBUS	Inclined Binocular Tube F=170	138
11-EC	303784-0000-700	AT Binokularer Schrägtubus 45 Grad	EC Binocular inclinable tube 45°	
12	303791-0000-000	180 GRAD SCHWENKTUBUS	180° tiltable tube	150
12-EC	000000-1092-192	AT 180° Schwenktubus F=170 (303791)	EC 180° tiltable tube F=170 (303791)	
13	303792-0000-000	SCHWENKTUBUS 180°_f =200	180 tiltable tube f=200	158
13-EC	303792-0000-700	AT SCHWENKTUBUS 180°_f =200	EC 180 tiltable tube f=200 (-000)	
14	305542-0107-000	HUELSE	Sleeve for push-in eyepiece 10x_12.5x	136
20	305542-0000-000	Okular 10x MS-TD	Widefield, push-in eyepiece 10x	144
21	305543-9901-000	Okular 12,5x asph.	12.5x eyepiece, asph.	146
22	000000-1023-184	Okular 10x mit Strichplatte	10x eyepiece with reticle	160
23	000000-1023-188	Okular 12,5x mit Strichplatte	12,5x eyepiece with reticle	164
30	305132-0000-000	OBJEKTIV F=200	Objective f=200mm (d=48mm)	166
31	305705-0000-000	OBJEKTIV F=250	Objective f=250mm (d=48mm)	168
32	305137-0000-000	OBJEKTIV F=300	Objective f=300mm (d=48mm)	170
33	305707-0000-000	Objektiv f=350	Objective f=350mm (d=48mm)	172
34	305146-0000-000	OBJEKTIV F=400	Objective f =400mm (d=48mm)	174
35	000000-1159-867	Fokussierobjektiv f=200	Objective lens f=200mm w focusing mech a	176
36	000000-1160-302	Fokussierobjektiv f=250	Objective lens f=250mm w focusing	178
37	000000-1176-319	Fokussierobjektiv f=300	Focusing obj lens f=300mm	180
50	301503-9901-000	Optischer Teiler 20	Beam splitter 20	182

KEINE ZEICHNUNG VORHANDEN

NO DRAWING AVAILABLE

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
51	301513-9902-000	Optischer Teiler 50	Beam splitter 50	184
51-EC	301513-9902-700	AT Optischer Teiler 50 (301513-9902-000)	EC Beam splitter 50 (301513-9902-000)	
60		GROSSER MITBEOBACHTERTUBUS,VARIABEL	Multi Angle Long OBS.	186
60-EC	000000-0417-010	AT Gr. Mitbeobachtertubus (302706-0000)	Multi Angle long Coobservation tube	
61	000000-1063-869	Stereo Mitbeobachter	Stereo co-observation tube w_two joints	194
61-EC	000000-1139-803	AT Stereomitbeobachter (1063-869)	Stereo coobservation tube in exchange	
62		Kurzer Mitbeobachtertubus, variabel	Multi-Angle Short Observation Tube	196
62-EC	000000-1764-730	AT Kurzer Mitbeobachter variabel	EC Multi-Angle Short Observation Tube	
70		120° Kupplung für Stativ S100	120 Coupling for S100 for OPMI Pico	198
71	304968-0000-000	SCHRAEGKUPPLUNG 120 GRAD MIT BREMSE	120° Inclined Coupling with Brake	
72	304969-9901-000	UNIVERSALKUPPLUNG MIT KLEMMUNG	Tilt coupling with clamping device	200
73		Schwenkkupplung mit Momentausgleich	Tilt coupling with balance setting	204
80	301677-9060-000	Video Objektiv, f=60 mm + C-Mount	Video lens f=60mm with C Mount	206
81		Video Objektiv, f=85 mm + C-Mount,	Video lens f=85mm with C Mount	210
81-EC	301677-9085-700	AT TV-Adapter F=85 (Standard C)	TV-Adapter F=85 (Standard C) in exchange	
82	301677-9105-000	Video Objektiv f=105 mm	Video lens f=105mm with C Mount	212
83		Kabel S-VHS 2xKoax 4St_4St sw 5,0m	5m S VHS connecting coax cable 2x 4 pin	214
110	380079-9040-000	Halogen-Lampe 12V 100W Nr.6834 Philips	Bulb HAL 12V 100W 6834 Philips	44
160	000000-1366-769	Drape-Aufnahmering f. VisionGuard	Drape adapter ring for VisionGuard	216
161		VisionGuard Lens Protectors nonsterile	VisionGuard lens protectors nonsterile	218
162		OPMI Drape No. 5	Sterile Drape OPMI 1 & 6 with access(x5)	222

KEINE ZEICHNUNG VORHANDEN


NO DRAWING AVAILABLE

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
163		OPMI Drape No. 9	Sterile Drape for OPMI, Type 09 (x15)	224
164		OPMI Drape No. 84	Sterile shower cap drape no.84 box of 10	226
165		VisionGuard Replacement Lenses	VisionGuard replacement lenses	220
170	305810-9002-000	6-Pack Asepsiskappen 12 mm	Asepsis set 12mm (x 6)	80
171	305810-9001-000	6-Pack Asepsiskappen 22 mm	Asepsis set 22 mm (6-pack)	148
172		6-Pack Asepsiskappen 27 mm	6-pack Asepsis caps 27 mm	228
173	305810-9007-000	2-Pack Asepsiskappen 49 mm	2-pack Asepsis caps 49 mm	230
174	305810-9012-000	1 Paar Handgriffhüllen OPMI 1 FC	1 pair of handgrip covers OPMI 1FC	232
180	301604-9010-000	FlexioStill Adapter	FlexioStill adapter	234
181	301604-9050-000	FlexioMotion Adapter	FlexioMotion adapter for Camcorders	242
182	301604-9100-000	Still Interface	Still interface	236
183	301604-9500-000	Motion Interface	Motion interface	244
~		Geräteablage S100	S100 instrument support	
~		Tragarm Touch-Monitor, vollst.	Carrier arm flat screen monitor,complete	246
~	303360-9910-000	AUFNAHMESCHWALBE FUER FC_FR BEL.	Dovetail Mount for OPMI	12
~		Kabelabdeckung	Cable cover	
~		Komplettverpackung Opmi Pico	Complete packaging Opmi Pico	


KEINE ZEICHNUNG VORHANDEN

NO DRAWING AVAILABLE


Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	303765-9002-000	GEHAEUSE RECHTS, VOLLST.	Housing right, complete	132
2	303760-8004-000	RINGSCHWALBE, VOLLST.	Ring dovetail, complete	
3	303760-0105-000	STUTZEN	Mounting tube	
4		SCHEIBE	Plate	
5	303765-8003-000	FASSUNG, VOLLST.	Mount, complete	
6	303760-0024-000	DECKEL	Cover	
7	303765-9001-000	GEHAEUSE LINKS, VOLLST.	Housing left, complete	134
8	000000-0068-437	DIN 84-M 2 X12 X10CRNIMOTI1810	DIN 84-M 2 X12 X10CRNIMOTI1810	
~	305542-0107-000	HUELSE	Sleeve for push-in eyepiece 10x_12.5x	136



Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	303760-0026-000	KLEMMSTUECK	Clamp	
2		DIN 84-M 2 X10 X10CRNIMOTI1810	DIN 84-M 2 X10 X10CRNIMOTI1810	
3	303760-0011-000	Deckel, Rechts	Cover Plate Gear	
4		ISO 7045-M 2 x10-A2-70-Z	ISO 7045-M 2 x10-A2-70-Z	
5		DIN 137-A 2-A2	DIN 137-A 2-A2	
6	303760-0016-020	TRAEGER, BESCHRIFTET	Ring, labelled	
7		ISO 7045- M2 X 6 -A2-70-Z	ISO 7045- M2 X 6 -A2-70-Z	
8	303760-0015-000	GEHAEUSE, RECHTS	Housing, right	
9		Fassung, vollst.	Mount, complete	
10	303765-0018-000	RING	RING	




Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	303760-0026-000	KLEMMSTUECK	Clamp	
2		DIN 84-M 2 X10 X10CRNIMOTI1810	DIN 84-M 2 X10 X10CRNIMOTI1810	
3	303760-0012-000	Deckel Links	Cover Plate Gear	
4		ISO 7045-M 2 x10-A2-70-Z	ISO 7045-M 2 x10-A2-70-Z	
5		DIN 137-A 2-A2	DIN 137-A 2-A2	
6	303760-0016-000	TRAEGER	Ring	
7		ISO 7045- M2 X 6 -A2-70-Z	ISO 7045- M2 X 6 -A2-70-Z	
8	303760-0014-000	GEHAEUSE, LINKS	Housing, left	
9		Fassung, vollst.	Mount, complete	
10	303765-0018-000	RING	RING	



KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN


NO PARTS LIST AVAILABLE






ÄZ: V-/c


Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	303784-0047-000	VORSCHRAUBRING	Retainer ring	
2	303784-8018-000	ZAHNSEGMENT,KOMPL.	Toothed segment, complete	
3	303784-0051-000	BIEGEFEDER	Spiral spring	
4		BEILAGBLECH	Shim	
5	303784-0068-000	Deckel	Cup	
6	000000-0076-154	Deckel sw für Knopf 23mm	Cap bk for knob 23mm	
7	000000-0075-039	Sechskantmutter M10x0,5	Hexagon Nut	
8	303784-0059-000	KNOPF	Knob	
9	000000-0075-038	Spannzange 6mm Achse Knopf 23	Collet chuck	
10	303784-0049-000	DREHFEDER	Spring	
11	303784-0056-000	SCHEIBE	Washer	
12	303784-0054-000	SCHEIBE	Washer	
13		2 X10 DIN7343 CK 67 SPST	2 X10 DIN7343 CK 67 SPST	
14	303784-0053-000	LAGER	Bearing	
15	303784-0052-000	SPIRALNUTWELLE	Spirally wound shaft	
17	303784-8110-000	GEHAEUSE,VOLLST.	Housing, complete	
18		ISO 2009-M2 x 8-A2-70	ISO 2009-M2 x 8-A2-70	
19	303784-0037-000	KAPPE	Cap	
20	000000-0054-754	ISO 1207 M 2 X 5 -A4-70	ISO 1207 M 2 X 5 -A4-70	
21		DIN 137-A 2-A2	DIN 137-A 2-A2	
22		DIN 433-2,2 -C4	DIN 433-2,2 -C4 washer	




Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
23		RING	Ring	
24		GEHAEUSE	Housing	
25		LAGER, GRAV.(BSL)	Bearing, engraved	
26		ISO 8750-2 x 16-St	ISO 8750-2 x 16-St	
27		6,25X11,1X0,1 WIE CZN790	6,25X11,1X0,1 WIE CZN790	
28		CZN 790- 6,25 x 11,1 x 0,2 -A1	6,25X11,1X0,2 WIE CZN790	
29		Knopf, vollst.	Knob, complete	
30		DIN 7- 4 M6X 10 -A1-70	DIN 7- 4 M6X 10 -A1-70	
31		RINGSCHWALBE MONTIERT	Dovetail ring, assembled	
32		FASSUNG,VOLLST.	Mount, complete	
33		DIN 84-M 3X 8-A4-70	DIN 84-M 3X 8-A4-70	
34		BOLZEN	Bolt	
35		DIN 6799-2,3-VERZINKT	DIN 6799-2,3-VERZINKT	
36		DIN 433-4,3 -C4	DIN 433-4,3 -C4 washer	
37	303784-0050-000	BIEGEFEDER	Spiral spring	
38	303784-8019-000	ZAHNSEGMENT,KOMPL.	Toothed segment, complete	
39		DIN 2093-C 12,5GR1 TFE	Cup Spring DIN 2093-C 12,5GR1	
40	305542-0000-000	Okular 10x MS-TD	Widefield, push-in eyepiece 10x	144
41	305543-9901-000	Okular 12,5x asph.	12.5x eyepiece, asph.	146
42	305542-0107-000	HUELSE	Sleeve for push-in eyepiece 10x_12.5x	136
43	305810-9001-000	6-Pack Asepsiskappen 22 mm	Asepsis set 22 mm (6-pack)	148




Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
AT	303784-0000-700	AT Binokularer Schrägtubus 45 Grad	EC Binocular inclinable tube 45°	



Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	305530-8035-000	Augenmuschel M32	Eye Cup M32	
2	000000-0463-217	O-Ring 35 x 1,2 EPDM 70Shore A -Reuther-	O-ring seal 35 x 1,2 EPDM 70Shore A	
3	000000-1024-027	Rändelring	Knurled ring	



Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	305530-8035-000	Augenmuschel M32	Eye Cup M32	
2	000000-0463-217	O-Ring 35 x 1,2 EPDM 70Shore A -Reuther-	O-ring seal 35 x 1,2 EPDM 70Shore A	
3	000000-1024-027	Rändelring	Knurled ring	



ÄZ: V05


KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE





Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	000000-1867-038	SBG PD-Einstellung kompl.	SC PD-adjustment, complete	
5	000000-0102-123	Abdeckkappe 4,8mm schwarz DP-187 2590 SW	cover cap 4,8mm DP187 2590 black	
6	303791-0109-000	Deckel (180 Grad)	Top Cover (180 Degree)	
7	000000-0360-689	SCHNAPPNIET SR1811 NR.32505 SCHWARZ	Locking rivet SR1811 No. 32505 black	
8		ISO 4029-M2,5 x 6-A2-21H	ISO 4029-M2,5 x 6-A2-21H	
10	000000-1092-192	AT 180° Schwenktubus F=170 (303791)	EC 180° tiltable tube F=170 (303791)	
11	305810-9001-000	6-Pack Asepsiskappen 22 mm	Asepsis set 22 mm (6-pack)	148
12	305810-9003-000	6-Pack Asepsiskappen PD 180° Schwenktub.	6 pack asepsis caps 180 deg bino tube	152
13	305810-9015-000	2 Griffe 180° Tubus _ 6 Kappen 22 mm	2 grips 180 deg.tube,6x asepsis set 22mm	154
14	303791-0104-000	Deckel, beschriftet	ZEISS LOGO COVER FOR 0-180 BINO	156
~		G-30-1600 180° Schwenktubus f=200 mm	G-30-1600 Tilttable tubus 180°	



KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE






Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	305810-9001-000	6-Pack Asepsiskappen 22 mm	Asepsis set 22 mm (6-pack)	148




KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE





Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	303792-0000-700	AT SCHWENKTUBUS 180°_f =200	EC 180 tiltable tube f=200 (-000)	
2	000000-0102-123	Abdeckkappe 4,8mm schwarz DP-187 2590 SW	cover cap 4,8mm DP187 2590 black	
3		ISO 4029-M2,5 x 6-A2-21H	ISO 4029-M2,5 x 6-A2-21H	
4	303791-0109-000	Deckel (180 Grad)	Top Cover (180 Degree)	
5	000000-0360-689	SCHNAPPNIET SR1811 NR.32505 SCHWARZ	Locking rivet SR1811 No. 32505 black	
6	000000-1867-038	SBG PD-Einstellung kompl.	SC PD-adjustment, complete	
11	305810-9001-000	6-Pack Asepsiskappen 22 mm	Asepsis set 22 mm (6-pack)	148
12	305810-9003-000	6-Pack Asepsiskappen PD 180° Schwenktub.	6 pack asepsis caps 180 deg bino tube	152
13	305810-9015-000	2 Griffe 180° Tubus _ 6 Kappen 22 mm	2 grips 180 deg.tube,6x asepsis set 22mm	154
~		G-30-1600 180° Schwenktubus f=200 mm	G-30-1600 Tiltable tubus 180°	




Option:

- 11 6-Pack Asepsiskappen 22 mm
Asepsis set 22 mm (6-pack)
- 12 6-Pack Asepsiskappen PD 180° Schwenktub.
6 pack asepsis caps 180 deg bino tube
- 13 2 Griffe 180° Tubus / 6 Kappen 22 mm
2 grips 180 deg.tube, 6x asepsis set 22mm

ÄZ: V02

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	305530-8035-000	Augenmuschel M32	Eye Cup M32	
2	000000-0463-217	O-Ring 35 x 1,2 EPDM 70Shore A -Reuther-	O-ring seal 35 x 1,2 EPDM 70Shore A	
3	305566-0000-000	STRICHPLATTE FUER WW-OKULAR 10 X	Reticule 10x with focussing aid	162
4	000000-1024-027	Rändelring	Knurled ring	




KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN


NO PARTS LIST AVAILABLE




Reticule 10x with focussing aid




Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	305530-8035-000	Augenmuschel M32	Eye Cup M32	
2	000000-0463-217	O-Ring 35 x 1,2 EPDM 70Shore A -Reuther-	O-ring seal 35 x 1,2 EPDM 70Shore A	
3	305566-0000-000	STRICHPLATTE FUER WW-OKULAR 10 X	Reticule 10x with focussing aid	162
4	000000-1024-027	Rändelring	Knurled ring	
5	305542-0112-000	Verschraubkappe	Cap retaining ring for reticule	




Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	305131-0212-040	Fassung f = 200	Mount F = 200	
2		45 CZN668 AL (use 0055-124)	45 CZN668 AL Retainer ring	




Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	305131-0212-060	Fassung f = 250	Mount F = 250	
2		45 CZN668 AL (use 0055-124)	45 CZN668 AL Retainer ring	




Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	305131-0212-080	Fassung f = 300	Objective Boxes	
2		45 CZN668 AL (use 0055-124)	45 CZN668 AL Retainer ring	




Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	305131-0212-100	Fassung f = 350	Mount	
2		45 CZN668 AL (use 0055-124)	45 CZN668 AL Retainer ring	



Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	305131-0212-120	Fassung f = 400	Mount F = 400	
2		45 CZN668 AL (use 0055-124)	45 CZN668 AL Retainer ring	




Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	305810-9002-000	6-Pack Asepsiskappen 12 mm	Asepsis set 12mm (x 6)	80




ÄZ. V01

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	305810-9002-000	6-Pack Asepsiskappen 12 mm	Asepsis set 12mm (x 6)	80




ÄZ. V01

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	305810-9002-000	6-Pack Asepsiskappen 12 mm	Asepsis set 12mm (x 6)	80




ÄZ. V01

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	000000-0067-757	Deckel	Caps for Beam Splitter	
2		DIN 927-M 3X 3-C4-70	Screw DIN 927-M 3X 3-C4-70	
3	303030-0004-000	Rändelschraube	Knurled Screw	
4	301513-0200-000	Ring	Ring	
~	475248-0000-000	Verschlußdeckel f. Tubusaufnahme	Cover for Tube reception	




ÄZ: V03

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
-	301513-9902-700	AT Optischer Teiler 50 (301513-9902-000)	EC Beam splitter 50 (301513-9902-000)	
1	000000-0067-757	Deckel	Caps for Beam Splitter	
2		DIN 927-M 3X 3-C4-70	Screw DIN 927-M 3X 3-C4-70	
3	303030-0004-000	Rändelschraube	Knurled Screw	
4	301513-0200-000	Ring	Ring	
~	475248-0000-000	Verschlußdeckel f. Tubusaufnahme	Cover for Tube reception	




Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	302708-0049-000	Mitnehmer	Driver Screw	
2		RAENDELRING	Knurled ring	
3		EOS SCHEIBE	EOS Disk	
4		ISO 4027-M2 x 3-A2-21H	ISO 4027-M2 x 3-A2-21H	
5	305173-8002-000	Prismenhalter,VOLLST.	Prism Holder Complete	192



Blatt 1 / 2
page 1 / 2

AZ: -ld

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
4		ISO 4027-M2 x 3-A2-21H	ISO 4027-M2 x 3-A2-21H	
6		M 2 X3 CZN811 -C4 Linsenschraube	M 2 X3 CZN811-C4 lens head screw	
7		DIN 84-M 2 X 8 -A4-70	DIN 84-M 2 X 8 -A4-70	
8	302706-8017-000	PRISMA,GEKLEBT	Prism, cemented	
9		ISO 4026-M2 x 4-A2-21H	ISO 4026-M2 x 4-A2-21H	
10		DRUCKFEDER	Compression spring	
11	301513-0012-000	SCHEIBE	Disk	
12		GEWINDEHUELSE	Threaded sleeve	
13	302708-0045-000	ZAPFEN	Spigot	
14		O-Ring 38 X2 58VMQ_534 BLAU	O-ring seal 38x2 58VMQ_534 blue	
15		O-Ring 35 x 1,5 72NBR_872	O-Ring 35 x 1,5 72NBR_872	
16	302706-8016-000	PRISMA,GEKLEBT	Prism, cemented	
17		ISO 4029-M2 x 3-45H-verzinkt	ISO 4029-M2 x 3-45H-verzinkt	
18	302708-0042-000	LAGERBUCHSE	Bearing bush	
19	302708-0055-000	VORSCHRAUBRING	Retaining ring	




Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
-	000000-0417-010	AT Gr. Mitbeobachtertubus (302706-0000)	Multi Angle long Coobervation tube	

KEINE ZEICHNUNG VORHANDEN


NO DRAWING AVAILABLE

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	305173-0026-000	Prismenhalter	Prism holder	
2		ISO 4026-M2 x 3-A2-21H	ISO 4026-M2 x 3-A2-21H	
3	305173-0030-000	Platte	Plate	
4		PRISMA	Prism	
5		DIN 84-M1,6 x3 -C4-70	M 1,6X 3 DIN84 X12CRMOS17 ZYS	
6		Leiste	Block	




ÄZ: 02/i


Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
-	000000-1139-803	AT Stereomitbeobachter (1063-869)	Stereo coobservation tube in exchange	
1	475248-0000-000	Verschlußdeckel f. Tubusaufnahme	Cover for Tube reception	
2	303430-0028-000	Zapfenschraube	Locating Screw	
3	303030-0004-000	Rändelschraube	Knurled Screw	
4	000000-0092-366	Kesselrohrkappe TYP TL-1-337	Cap	
5	000000-0443-136	O-Ring 38 x 1,5 EPDM70 AP300-Gehrckens-	O-ring seal 38 x 1,5 EPDM70 AP300	
6	000000-0434-663	O-Ring 27 x 1 NBR_872	O-ring seal 27 x 1 NBR_872	
7	000000-1069-567	Deckel	Cover	




Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	305542-0107-000	HUELSE	Sleeve for push-in eyepiece 10x_12.5x	136
AT	000000-1764-730	AT Kurzer Mitbeobachter variabel	EC Multi-Angle Short Observation Tube	




Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	000000-1103-728	Überwurfmutter M18x1	Screw M18x1	
2	000000-1101-386	Friktionshandrad Hinterrohr Version 1	Friction Screw Swivel Arm f S100 Stand	
3	000000-1103-722	Flachkopfschraube mit Zapfen	Fillister head screw	



Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	305263-9901-000	Sicherungsschraube	Securing Screw	
2	305205-0082-000	ACHSE	LOCKING PINION FOR OPMIC 1 OLD	
3	303320-0069-000	Anschlagschraube	Stop screw	
4		DIN 1473- 3 X20-A1-70	DIN 1473- 3 X20-A1-70	
5		1 X 8 X 28,5 DIN2098	1 X 8 X 28,5 DIN2098	
6	000000-0098-344	Kabelklemme -CONTINUA-	Cable Clamp	
7	304967-0043-000	ACHSE	Shaft	
8		DIN 84-M 3X 8-A4-70	DIN 84-M 3X 8-A4-70	
9	304967-0044-010	SICHERUNGSKNOPF, GRAVIERT	Locking knob, engraved	
10		Druckfed. 0,8x8,0x21,5 VD-124 -Gutek.-	Pressure spring 0,8 X 8,0 X 21,5	
11	304967-0048-000	SEGMENT	Segment	
12		DIN 84-M 4 X12 X10CRNIMOTI1810	DIN 84-M 4 X12 X10CRNIMOTI1810	
13		AUFNAHME, VOLLST.	Mount, complete	202
14		DIN 84-M3 X10-A4-70	DIN 84-M3 X10-A4-70	




Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	303030-0020-000	Sicherungsschraube, gehärtet	Lock Screw	
2	304968-8001-000	Klemmschraube	Locking screw	



ÄZ: V02/b

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	305263-9901-000	Sicherungsschraube	Securing Screw	
2	303320-0021-000	Achse	Axle	




Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	301677-8060-500	SBG Aufnahme, vollst. F=60	SC Mount, complete F=60	
2	301677-9001-500	SBG Grundkörper für Videoobjektive	SC Video adapter body	208



ÄZ: V01

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1		KLEMMSCHRAUBE	CLAMPING SCREW	
2	301677-0019-000	Blende	Aperture Stop for Video	



ÄZ: VOJ

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	301677-8085-500	SBG Aufnahme, vollst. F=85	SC Mount, complete F=85	
2	301677-9001-500	SBG Grundkörper für Videoobjektive	SC Video adapter body	208



ÄZ: V01

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	301677-8105-500	SBG Aufnahme,vollst. F=105	SC Mount, complete F=105	
2	301677-9001-500	SBG Grundkörper für Videoobjektive	SC Video adapter body	208



KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN


NO PARTS LIST AVAILABLE

5m




ÄZ: V01

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	000000-1092-180	Schraube	Screw	



ÄZ: V01


Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1		VisionGuard Replacement Lenses	VisionGuard replacement lenses	220



KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE






KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE



No.05
32 60 05



- Stereo Mitbeobachtung
- Kleinbildkamera/Video
- Stereobrücke
- 110 x 209 cm


- Stereo observation
- Camera/video
- Long dual bridge
- 48 x 32 in.
- 110 x 209 cm

KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE



No.09
32 60 09



- Kein Zubehör
- 51 x 150 cm


- Basic: no Accessories
- 20 x 59 in.
- 51 x 150 cm

KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE



No.84
30 60 84



- 65 mm Objektiv
- Abdeckung für Mikroskop-
Unterseite und Objektiv
- 46 x 33 cm

- 65 mm objective
- Covers bottom of
microscope and objective
- 18 x 13 in.
- 46 x 33 cm

KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE





KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE





KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN


NO PARTS LIST AVAILABLE





Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	301604-9100-000	Still Interface	Still interface	236
2	301604-9001-000	Optikadapter	Optics adapter	238
3	000000-1479-895	SBG Adapterringe für Still Interface	SC Adapter ring for Still Interface	240

3 SBG Adapterringe für Still Interface SC Adapter ring for Still Interface




ÄZ: V01

KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN


NO PARTS LIST AVAILABLE





ÄZ: V01

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	301513-0200-000	Ring	Ring	



ÄZ: V02


KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE




SBG Adapterringe für Still Interface
SC Adapter ring for Still Interface


Adapterring für:
Adapter ring for:
G7




Adapterring für:
Adapter ring for:
A620, A630, A640



Adapterring
Adapter ring



Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	301604-9500-000	Motion Interface	Motion interface	244
2	301604-9001-000	Optikadapter	Optics adapter	238




ÄZ: V01

KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN


NO PARTS LIST AVAILABLE




Motion Interface M30



Motion Adapter Ring



Motion Interface M37




ÄZ: V02

KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE











Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
-		Übersicht der verwendeten Netzkabel	Power cord overview	250
1		Netzkabelgruppe gerade 2,5m	Set of power cords straight 2,5m	262
2		Netzkabelgruppe abgew. 2,5m	Set of power cords angled, 2.5m	270
3		Netzkabelgruppe gerade 5-6m	Set of power cords straight, 5-6 m	276
4		Netzkabelgruppe abgew. 5-6m	Set of power cords angled, 5-6 m	288
5		Netzkabelgruppe EN 60320_C7 gerade 1,8m	Set of power cords straight, 1.8m	296
6	000000-0301-928	KALTGERAETEZULEITUNG 1,00M SCHWARZ	Cold instrument cable 1m black	298

KEINE ZEICHNUNG VORHANDEN

NO DRAWING AVAILABLE

KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE

Übersicht der verwendeten Stecker und Steckdosennormen
Power cord overview**US Version****Europa Version****Europe Version****GB Version****Schweiz Version**
Switzerland Version**Argentinien Version****Argentina Version****China Version**

KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE

Spannungseinstellungen Länderspezifisch
Voltage settings country-specific

Land Country	Volt Voltage	Steckverbindung Patch cord
Afghanistan	220	B
Ägypten	220	B
Albanien	230	B
Algerien	220	B
Amerikanisch-Samoa	120	A
Andorra	230	B
Angola	220	B
Anguilla (Großbritannien)	240	C
Antigua	230	C
Antillen	120	A
Äquatorial - Guinea	220	B
Argentinien	220	E
Armenien	220	B
Aruba	115	A
Aserbeidschan	220	B
Äthiopien	220	B
Australien	240	B
Azoren (Portugal)	230	B
Bahamas	120	A
Bahrain	220	C
Bangladesch	220	B
Barbados	115	A
Belgien	230	B
Benin	220	B
Bermuda	120	A
Bolivien	220	B
Bosnien-Herzegowina	220	B
Botswana	230	B
Brasilien	220	B
Brunei	240	C
Bulgarien	220	B
Bundesrepublik Deutschland	230	B
Burkina Faso	220	B
Burundi	220	B
Chile	220	B
China Volksrepublik	220	F
Cook-Inseln (Neuseeland)	240	B
Costa Rica	120	A
Curacao	120	A
Dänemark	230	B
Dominica	230	C
Dominikanische Republik	110	A
Dschibuti	220	B
Ecuador	120	A
El Salvador	115	A

Blatt 1 von 5
Page 1 of 5

KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE

Land Country	Volt Voltage	Steckverbindung Patch cord
Elfenbeinküste	220	B
Eritrea	220	B
Estland	220	B
Fidschi-Inseln	240	B
Finnland	230	B
Frankreich	230	B
Französisch-Guayana	220	B
Gabun	220	B
Gambia	220	C
Gaza/Jericho	230	B
Georgien	220	B
Ghana	220	B
Gibraltar	230	C
Grenada	230	B
Griechenland	230	B
Grönland (Dänemark)	230	B
Großbritannien	230	C
Guadeloupe	220	B
Guam	120	A
Guatemala	120	A
Guinea	220	B
Guinea-Bissau	220	B
GUS	220	B
Guyana	110	A
Haiti	120	A
Hondura	110	A
Hongkong	220	B
Indien	230	B
Indonesien	220	B
Insel Man	230	C
Irak	220	B
Iran	220	B
Irland	230	C
Island	220	B
Israel	230	B
Italien	230	B
Jamaika	110	A
Japan	100	A
Jemen	220	C
Jordanien	220	B
Jugoslawien	220	B
Jungferninseln	120	A
Kaiman-Inseln	120	A
Kambodscha	220	B
Kamerun	230	B
Kanada	120	A
Kanal-Inseln	240	C
Kanarische Inseln Spanien	230	B
Kapverden	220	B

KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE

Land Country	Volt Voltage	Steckverbindung Patch cord
Kasachstan	220	B
Katar	240	C
Kenia	240	B
Kirgistan	220	B
Kokos-Inseln	240	B
Kolumbien	110	A
Komoren	220	B
Kongo	220	B
Korea/Süd	110	A
Korea/Süd	220	B
Korea-Nord	220	B
Kroatien	220	B
Kuba	120	S
Kuwait	240	C
Laos	220	B
Lesotho	240	B
Lettland	220	B
Libanon	220	B
Liberia	120	A
Libyen	230	B
Liechtenstein	230	D
Litauen	220	B
Luxemburg	230	B
Macau	220	B
Madagascar	220	B
Madeira (Portugal)	230	B
Malawi	230	C
Malaysia	240	C
Malediven	230	B
Mali	220	B
Mallorca	230	B
Malta	240	C
Marianen-Inseln	115	A
Marokko	220	B
Martinique	220	B
Mauretanien	220	B
Mauritius	230	B
Mazedonien	220	B
Mexiko	127	A
Moldau	220	B
Monaco	230	B
Mongolei	220	B
Montserrat	230	C
Mosambik	220	B
Myanmar	230	C
Namibia	220	B
Nepal	220	B
Neukaledonien	220	B
Neuseeland	230	B

KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE

Land Country	Volt Voltage	Steckverbindung Patch cord
Nicaragua	120	A
Niederlande	230	B
Niger	220	B
Nigeria	230	C
Norfolk-Inseln (Austr.)	240	B
Norwegen	230	B
Okinawa	100	A
Oman	240	C
Österreich	230	B
Pakistan	220	B
Panama	110	A
Papua-Neuguinea	240	B
Paraguay	220	B
Peru	220	B
Philippinen	115	A
Pitcaim-Inseln Großbritannien	230	C
Polen	220	B
Portugal	230	B
Puerto Rico	120	A
Republik	220	B
Reunion	220	B
Ruanda	220	B
Rumänien	220	B
Rußland	220	B
Saint-Pierre+Miquelon Frankreich	115	A
Sambia	220	C
Sankt Christopher-Nevis	230	C
Sankt Vincent	230	C
Santa Lucia	240	C
Saudi Arabien	220	B
Schweden	230	B
Schweiz	230	D
Senegal	220	B
Serbien	220	B
Seychellen	240	C
Sierra Leone	230	C
Simbabwe	220	C
Singapore	230	C
Slowakei	220	B
Slowenien	220	B
Somalia	220	B
Spanien	230	B
Sri Lanka	230	B
Südafrika	220	B
Sudan	240	B
Surinam	115	B
Svalbard (Norwegen)	230	B
Swasiland	230	B
Syrien	220	B

KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE



Land Country	Volt Voltage	Steckverbindung Patch cord
Tadschikistan	220	B
Tahiti	220	B
Taiwan	110	A
Tansania	230	C
Thailand	220	B
Togo	220	B
Tonga	115	A
Trinidad & Tobago	115	A
Tschad	220	B
Tschechien	220	B
Tunesien	220	B
Türkei	220	B
Turkmenistan	220	B
Uganda	240	C
Ukraine	220	B
Ungarn	220	B
Uruguay	220	B
USA	120	A
Usbekistan	220	B
Venezuela	120	A
Vereinigte Arabische Emirate	230	C
Vietnam Saigon	120	A
Weihnachtsinseln	240	B
Weißrußland	220	B
West-Samoa	230	B
Zaire	220	B
Zentralafrika	220	B
Zypern	240	C

Blatt 5 von 5
Page 5 of 5

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
A	397902-9058-000	Netzl.Nema5_15(HG)SJT3xAWG18-C13_2,5m ,gr	2.5m Power Cable with American Plug	264
B	000000-0149-592	Netzl. VII-H05VV-F3G1-C13_2,5m, gr	Power Cord VII-H05VV-F3G1-C13_2,5m, gy	266
B	000000-0526-671	Netzl.BR_3-H05VVF3G1,00-C13_2,50m gr	cablE BR_3-H05VVF3G1,00-C13_2,50m gy	
D	000000-0228-202	Netzl.SEV_12G-H05VV-F3G1-C13,2,5m,grau	Power cable 2.5m, grey (Switzerland)	268
E	000000-0417-684	Netzl.RA_3-H05VVF3G1,0-C13_2,5m sw	power Cable RA_3-H05VVF3G1,0-C13_2,5m bk	
F	000000-0475-506	Netzl.PRC_3-H05VV-F3G1,0-C13_2,5m,grau	Power cable China Straight 2.5m, gray	

KEINE ZEICHNUNG VORHANDEN

NO DRAWING AVAILABLE

KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE

US Version 2,5 m
US Version 2,5 m



KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE



Europa Version 2,5 m
Europe Version 2,5 m



KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE



Schweiz Version 2,5 m

Switzerland Version 2,5 m



Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
A	000000-0148-412	Netzl.Nema5_15(HG)SJT3xAWG18-C13W_2,5 ,gr	2.5m Power Cable with American Plug	272
B	000000-0527-727	Netzl.BR_3-H05VVF3G1,00-C13W_2,50m gr	cablE BR_3-H05VVF3G1,00-C13W_2,50m gy	
B	000000-0146-250	Netzl.VII-H05VV-F3G1-C13W_2,5m,grau	Power cablE 2.5m, grey	274
E	000000-0417-684	Netzl.RA_3-H05VVF3G1,0-C13_2,5m sw	power CablE RA_3-H05VVF3G1,0-C13_2,5m bk	
F	000000-0475-508	Netzl.PRC_3-H05VV-F3G1,0-C13W_2,5m,grau	Netzl.PRC_3-H05VV-F3G1,0-C13W_2,5m,grau	

KEINE ZEICHNUNG VORHANDEN

NO DRAWING AVAILABLE

KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE



US Version 2,5 m

US Version 2,5 m



KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE



Europa Version 2,5m
Europe Version 2,5m



Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
A	000000-0147-000	USA-NETZANSCHLUSSLEITUNG GRAU 6,0M LANG	US - Power Supply Cable	278
B	000000-0527-730	Netzl.BR_3_20-H05VVF3G1,50-C13v6,0m gr	gy cable BR_3_20-H05VVF3G1,50-C13v_6,0m	
B	000000-0301-997	Netzl.VII-H05VV-F3G1,5-13V_6,0m,sw	PowerSupplyVII-H05VV-F3G1,5-13V_6,0m,bk	280
C	000000-0400-264	Netzl.BS13_13-H05VV-F3G1-13V,6 m,or	Power Supply Cord Engl.Plug_EURO Socket	282
D	309850-9011-000	CH-NETZLEITUNG (2) SEV-ST.+POAG_MC	CH-power cable (2) SEV-ST.+POAG_MC	284
E	000000-0434-527	Netzl.RA_3-H05VV-F3G1,0-C13_5,0m sw	cable RA_3-H05VV-F3G1,0-C13_5m bk	286
F	000000-0475-507	Netzl.PRC_3-H05VV-F3G1,0-C13_6,0m,grau	China cable 6m gy	

KEINE ZEICHNUNG VORHANDEN

NO DRAWING AVAILABLE

KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE



US Version 6 m

US Version 6 m

not for OPMI® VARIO 700



KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE



Europa Version 6 m

Europe Version 6 m



KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE



England Version 6 m

England Version 6 m



KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE



Schweiz Version 5 m

Switzerland Version 5 m



KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE



Argentinien Version 5 m

Argentina Version 5 m



Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
A	397902-9066-000	UL_CSA-LEITUNG GY 4,5M (2) -FELLER	UL_CSA-power cable GY 4,5m (2) -FELLER	290
B	000000-0527-729	Netzl.BR_3_20-H05VVF3G1,50-C13VW_6,0m gr	cable BR_3_20-H05VVF3G1,50-C13VW_6,0m gy	
B	000000-0135-487	Netzl.VII-H05VV-F3G1,5-C13W_6,0m,grau	supply main .VII-H05VV-F3G1,5-C13W_6,0m,	292
C	309850-9003-000	NETZ-LEITUNG ENGL.STECKER_EUROD.GEW	Orange Cable with Plug 6M	294
F	000000-0475-509	Netzl.PRC_3-H05VV-F3G1,0-C13W_6,0m,gra u	China cable 6m gy	

KEINE ZEICHNUNG VORHANDEN

NO DRAWING AVAILABLE

KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE

US Version 4,5 m
US Version 4,5 m



KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE



Europa Version 6 m

Europe Version 6 m



KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE



England Version 6 m England Version 6 m



Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
B	000000-0527-105	Netzl.BR2-H03VVH2-F2x0,75mm ² -C7_2m,sw	Power Cord 2m for Brazil 2m bk	

KEINE ZEICHNUNG VORHANDEN

NO DRAWING AVAILABLE

KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE






Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	000000-1775-827	AT MEDIALINK 100 (1847-263)	EC MEDIALINK 100 (1847-263)	
2	000000-1847-263	SBG MEDIALINK 100	SC MEDIALINK 100	
3		Netzkabel	Power cable	248
4	000000-1987-168	SW Update MediaLink auf USB Stick	SW Update MediaLink on USB Stick	



- 1 AT MEDIALINK 100
EC MEDIALINK 100**
- 2 SBG MEDIALINK 100
SC MEDIALINK 100**
- 3 Netzkabel
Power cable**

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	308203-9100-000	MediLive Primo mit C-Mount Adapter _PAL	MediLive Primo with C mount adapter _PAL	304
1A	308203-9100-700	AT MediLive Primo m.C-Mount Adapter _PAL	EC MediLive Primo w_ C mount adapter PAL	
2	308203-9150-000	MediLive Primo mit C-mount Adapter_ NTSC	MediLive Primo for video lens	320
2A	308203-9150-700	AT MediLive Primo m.C-mount Adapter NTSC	EC MediLive Primo w.C-mount adapter_NTSC	
3	308203-9110-000	MediLive Primo mit Compact Kamera _ PAL	MediLive Primo with compact camera _ PAL	326
3A	308203-9110-700	AT MediLive Primo m Compact Kamera _ PAL	EC MediLive Primo with comp.camera _ PAL	
4	308203-9160-000	MediLive Primo mit Compact Kamera _ NTSC	MediLive Primo compact camera_NTSC	338
4A	308203-9160-700	AT MediLive Primo m.Compact Kamera_ NTSC	EC MediLive Primo w. compact camera_NTSC	
5		MediLive Primo für Kolposkop 150 FC	MediLive Primo for 150 FC Colposcope	342
6		MediLive Primo für Technoskop	MediLive Primo for Technoscope	358
7		Netzkabel	Power cable	248
Z	301687-9102-000	S-VHS-VIDEO-VERBINDUNGSKABEL 2 M	S-VHS Connection Cable 2m	366
Z		KOAXIAL-KABEL RG 59 B_U 75 OHM 10M	BNC-BNC cable 75 Ohm 10m	368



MediLive Primo
C-Mount Adapter PAL
AT MediLive Primo
EC C-Mount Adapter PAL
MediLive Primo
C-Mount Adapter NTSC
AT MediLive Primo
EC C-Mount Adapter NTSC



MediLive Primo
Compact Camera PAL
AT MediLive Primo
EC Compact Camera PAL
MediLive Primo
Compact Camera NTSC
AT MediLive Primo
EC Compact Camera NTSC

Netzkabel
Power cable



MediLive Primo
Colposcope




MediLive Primo
Technoscope


Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	000000-1282-999	MediLive Primo VCU _ PAL	MediLive Primo VCU _ PAL	
1A	000000-1420-881	AT MediLive Primo VCU_PAL (1282-999)	EC MediLive Primo VCU_PAL (1282-999)	
2	000000-1282-992	1_2_ Camera Head PAL -Panasonic-	1_2_ PAL camera head -Panasonic-	
3	301694-0035-000	MUTTER	Nut	310
4	301692-9181-000	C-MOUNT ADAPTER	C-Mount Adapter (GP-AD22TA)	



1
 AT
 EC – 1A



Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
5	000000-1306-079	12V Netzteil für MediLive Primo	12V power supply unit for MediLive Primo	312
6	000000-1333-968	Systemk. mit Ferrith. 15m für KS822	System cable 15m for MediLive Primo	314
7	000000-1359-920	Abdeckung für Klemmleiste	Cover for terminal	316



Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
8	000000-0015-323	Stiftschlüssel 1,1 CZN 1170	pin wrench 1,1 CZN 1170	318

KEINE ZEICHNUNG VORHANDEN


NO DRAWING AVAILABLE

KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE




Nut



ÄZ: v00

KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE




ÄZ: V02

KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE








KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE





ÄZ: V01

KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE







Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	000000-1283-000	MediLive Primo VCU _NTSC	MediLive Primo VCU_NTSC	
1A	000000-1420-911	AT MediLive Primo VCU_NTSC (1283-000)	EC MediLive Primo VCU_NTSC (1283-000)	
2	000000-1282-993	1_2_ Camera Head NTSC -Panasonic-	1_2_ NTSC camera head -Panasonic-	
3	301694-0035-000	MUTTER	Nut	310
4	301692-9181-000	C-MOUNT ADAPTER	C-Mount Adapter (GP-AD22TA)	



1
AT
EC – 1A



Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
5	000000-1306-079	12V Netzteil für MediLive Primo	12V power supply unit for MediLive Primo	312
6	000000-1333-968	Systemk. mit Ferrith. 15m für KS822	System cable 15m for MediLive Primo	314
7	000000-1359-920	Abdeckung für Klemmleiste	Cover for terminal	316




Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
8	000000-0015-323	Stiftschlüssel 1,1 CZN 1170	pin wrench 1,1 CZN 1170	318




KEINE ZEICHNUNG VORHANDEN

NO DRAWING AVAILABLE


Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	000000-1282-999	MediLive Primo VCU _ PAL	MediLive Primo VCU _ PAL	
1A	000000-1420-881	AT MediLive Primo VCU_PAL (1282-999)	EC MediLive Primo VCU_PAL (1282-999)	
2		Compact Kamera PAL	PAL compact camera	328
3	000000-1306-079	12V Netzteil für MediLive Primo	12V power supply unit for MediLive Primo	312
4	000000-1333-968	Systemk. mit Ferrith. 15m für KS822	System cable 15m for MediLive Primo	314
5	000000-1359-920	Abdeckung für Klemmleiste	Cover for terminal	316



Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	000000-1282-992	1_2_ Camera Head PAL -Panasonic-	1_2_ PAL camera head -Panasonic-	
2	301692-9400-000	TV-Teiler	BASIC COMPACT CAMERA ADAPTER	330
3	301692-0020-000	HUELSE -PANASONIC-	Sleeve for Panasonic Video Camera	336
4	000000-0015-245	6-Kt. Schraubendreher ISO 2936D SW2-AMF-	hex head wrench ISO 2936D SW2	
5	000000-0068-019	Sechskantstiftschlüssel DIN 911-1,3	Tool hex head wrench DIN 911-1,3 NI	




Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1		TV-TEILER	BEAM SPLITTER COMPACAM 20_30SL	332
2	000000-0015-245	6-Kt. Schraubendreher ISO 2936D SW2-AMF-	hex head wrench ISO 2936D SW2	
3	303740-0016-000	GEWINDESTIFT	Set screw	
4	000000-0068-019	Sechskantstiftschlüssel DIN 911-1,3	Tool hex head wrench DIN 911-1,3 NI	



Hierzu: 2
also: 3
4


ÄZ: V02

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	475248-0000-000	Verschlußdeckel f. Tubusaufnahme	Cover for Tube reception	
2		ISO 4026-M2,5 x 8-A2-21H	ISO 4026-M2,5 x 8-A2-21H	
3		OPTIK KPL. MONTIERT	optical system assembled complete	334
4	303031-8009-000	RINGSCHWALBE,VOLLSTAENDIG	Ring-dovetail, complete	
5		DIN 84-M2,5X 5 -A4-70	DIN 84- M2,5x5-A4-70	



ÄZ: V02

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	303030-0004-000	Rändelschraube	Knurled Screw	
2	303430-0028-000	Zapfenschraube	Locating Screw	




ÄZ: V/-e

KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN


NO PARTS LIST AVAILABLE






ÄZ: Vc

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	000000-1283-000	MediLive Primo VCU _NTSC	MediLive Primo VCU_NTSC	
1A	000000-1420-911	AT MediLive Primo VCU_NTSC (1283-000)	EC MediLive Primo VCU_NTSC (1283-000)	
2		Compact Kamera NTSC	NTSC compact camera	340
3	000000-1306-079	12V Netzteil für MediLive Primo	12V power supply unit for MediLive Primo	312
4	000000-1333-968	Systemk. mit Ferrith. 15m für KS822	System cable 15m for MediLive Primo	314
5	000000-1359-920	Abdeckung für Klemmleiste	Cover for terminal	316



Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	000000-1282-993	1_2_ Camera Head NTSC -Panasonic-	1_2_ NTSC camera head -Panasonic-	
2	301692-9400-000	TV-Teiler	BASIC COMPACT CAMERA ADAPTER	330
3	301692-0020-000	HUELSE -PANASONIC-	Sleeve for Panasonic Video Camera	336
4	000000-0015-245	6-Kt. Schraubendreher ISO 2936D SW2-AMF-	hex head wrench ISO 2936D SW2	
5	000000-0068-019	Sechskantstiftschlüssel DIN 911-1,3	Tool hex head wrench DIN 911-1,3 NI	




Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	308203-9120-000	Integr. MediLive Primo 150 FC _ PAL	Integr MediLive Primo 150FC (PAL)	344
2	308203-9170-000	Integr. MediLive Primo 150 FC _ NTSC	Integr. MediLive Primo 150 FC _ NTSC	354

KEINE ZEICHNUNG VORHANDEN

NO DRAWING AVAILABLE


Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	000000-1282-999	MediLive Primo VCU _ PAL	MediLive Primo VCU _ PAL	
1A	000000-1420-881	AT MediLive Primo VCU_PAL (1282-999)	EC MediLive Primo VCU_PAL (1282-999)	
2		Compact Kamera PAL	PAL compact camera	328
3	000000-1202-194	Bausatz für Videoeinheit	Assembly set for video unit	346
4	000000-1340-798	Systemk. mit Ferrith. 3,8m für KS822	System cable w. ferrit sleeve,3.8m KS822	348
5		Kennzeichnungsschild Video PAL	PAL video identification label	350
6	000000-1028-306	Fabr.Nr.Schild	Manufacturing number label	352



KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE






KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE





KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE

Fabr.-Nr.

Carl Zeiss		
Text 1		Text 3
Text 2		


Text 1: Bausatz KS822 PAL
Text 2: P30020002
Text 3: MNR 308203-9120-000

ÄZ: V01

KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN


NO PARTS LIST AVAILABLE





ÄZ: V01

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	000000-1283-000	MediLive Primo VCU _NTSC	MediLive Primo VCU_NTSC	
1A	000000-1420-911	AT MediLive Primo VCU_NTSC (1283-000)	EC MediLive Primo VCU_NTSC (1283-000)	
2		Compact Kamera NTSC	NTSC compact camera	340
3	000000-1202-194	Bausatz für Videoeinheit	Assembly set for video unit	346
4	000000-1340-798	Systemk. mit Ferrith. 3,8m für KS822	System cable w. ferrit sleeve,3.8m KS822	348
5		Kennzeichnungsschild Video NTSC	NTSC video identification label	356
6	000000-1028-306	Fabr.Nr.Schild	Manufacturing number label	352



KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE



Fabr.-Nr.

Carl Zeiss		
Text 1		Text 3
Text 2		

Text 1: Bausatz KS822 NTSC
Text 2: P30020002
Text 3: MNR 308203-9170-000


ÄZ: V01

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	308203-9720-000	Integr. Videok. u. MediLive Primo PAL	Integrated Video Head MediLive Primo PAL	360
2	308203-9770-000	Integr. Videok. u. MediLive Primo NTSC	Integr. video camera and MediLive Primo	364

KEINE ZEICHNUNG VORHANDEN

NO DRAWING AVAILABLE

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	000000-1282-999	MediLive Primo VCU _ PAL	MediLive Primo VCU _ PAL	
1A	000000-1420-881	AT MediLive Primo VCU_PAL (1282-999)	EC MediLive Primo VCU_PAL (1282-999)	
2	000000-1356-523	SBG PAL Kamerakopf integr Pico 1296-483	SC PAL camera head integr Pico 1296-483	54
3	000000-1324-666	AT PAL Kamerakopf integr Pico (1356-523)	EC PAL camera head integr Pico (1356-523)	
4	000000-1306-079	12V Netzteil für MediLive Primo	12V power supply unit for MediLive Primo	312
5	000000-1295-128	Systemk. mit Ferrith. 3,8m für KS842	Vid cable for 1CD camera integ OPMI Pico	362
6	000000-1359-920	Abdeckung für Klemmleiste	Cover for terminal	316





KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN


NO PARTS LIST AVAILABLE



Vid cable for 1CD camera integ OPMI Pico




Kabellänge 3,8 m
Cable length 3.8 m



ÄZ: V04

Pos. Item	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Designation	Seite Page
1	000000-1283-000	MediLive Primo VCU _NTSC	MediLive Primo VCU_NTSC	
1A	000000-1420-911	AT MediLive Primo VCU_NTSC (1283-000)	EC MediLive Primo VCU_NTSC (1283-000)	
2	000000-1356-550	SBG NTSC Kamerakopf integr Pico 1296-486	SC NTSC camera head integr Pico 1296-486	56
3	000000-1324-667	AT NTSC Kamerakopf integr Pico 1356-550	EC NTSC camera head integr Pico 1356-550	
4	000000-1306-079	12V Netzteil für MediLive Primo	12V power supply unit for MediLive Primo	312
5	000000-1295-128	Systemk. mit Ferrith. 3,8m für KS842	Vid cable for 1CD camera integ OPMI Pico	362
6	000000-1359-920	Abdeckung für Klemmleiste	Cover for terminal	316



KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE





KEINE STÜCKLISTE VORHANDEN

NO PARTS LIST AVAILABLE





Gebrauchsanweisungen

Instructions for Use

OPMI® 1 FC am Bodenstativ S100

OPMI® 1 FC on S100 Floor Stand

G-30-1701

Schwenktubus 180° Handgriffe
anbringen

Tiltable tube mounting the hand
grips

GK-30-1329